

Главная

.....
Неинвазивный анализатор **АМП** предназначен для получения комплексного анализа.

Он позволяет без забора крови в течении 180-720 секунд получить 117 параметров жизнедеятельности организма человека. В эти параметры входят как стандартные клинические анализы крови, так и множество других важных параметров, определяющих состояние пациента.

Измерения производятся с помощью 5 микропроцессоров, прикрепляемых к телу человека.

Оценка состояния организма и параметров выражается **количественно** в общепринятых для каждого параметра единицах.

По сути, прибор **АМП** представляет собой портативную сверхкомпактную лабораторию, позволяющую сделать комплексный экспресс-анализ **всего организма**. Прибор **АМП** незаменим в критических состояниях пациентов, когда необходимо принятие немедленных решений и просто нет времени определить жизненно важные параметры традиционными методами.

Прибор **АМП** позволяет быстро и без материальных затрат производить диспансеризацию большого количества пациентов с немедленной выдачей распечатанного результата обследования с сохранением полученных данных в компьютерной базе .

Прибор **АМП** миниатюрен. Исследование на нём проводится одним человеком (доктором) в любых условиях при наличии любого компьютера, к которому он подключается.

Точность измерения параметров соответствует традиционным измерениям или выше их.

На основе полученных данных прибор выдаёт **предварительную** машинную подсказку для лечащего врача. Врач может поставить окончательный и точный диагноз.

Результаты обследования пациента могут анализировать сразу врачи всех специализаций. Каждый из них найдёт в исследованиях параметры, по которым он и определит состояние пациента - каждый по своему направлению врачебной деятельности: от терапевта до психотерапевта.

Прибор АМП не имеет аналогов в мире. Измерения производятся по методу Мальхина А.В. Сам прибор и метод измерения запатентованы несколькими патентами. Прибор **АМП** зарегистрирован в Евросоюзе, России и Украине.